

Sortimentsöversikt Påkallningshjälpmedel och passiva larm

Sortimentsöversikt

Avtalet började gälla 17 Oktober 2022.

Vid upphandlingen valde vi att rangordna utifrån följande avropsordning:

1. Brukarens behov
2. Klassning enligt det medicintekniska direktivet
3. Pris

Detta innebär att det alltid är **brukarens behov** som i första hand styr valet av hjälpmedel. Om flera hjälpmedel uppfyller de behov brukaren har, ska de hjälpmedel som är klassad som **medicinteknisk produkt** enligt MDD eller MDR väljas.

Om samtliga hjälpmedel är klassade ska det hjälpmedel som har **lägst pris** väljas.

Om du är tveksam vid val av hjälpmedel kan du alltid kontakta oss hjälpmedelskonsulenter för att diskutera och få rådgivning.

Förskrivning/beställning

För att larm ska fungera behöver det alltid finnas larmsändare och larmmottagare.

Undantaget är larm som levereras med kontakt då dessa kan kopplas till ett befintligt larmsystem.

Viktigt är att säkerställa att det finns person/personer som tar emot och agerar på larmen.

Om du är tveksam vid val av hjälpmedel kan du alltid kontakta oss hjälpmedelskonsulenter för att diskutera och få rådgivning.

Bassortiment

Bassortiment är det ordinarie sortimentet, vanligtvis upphandlat.

Kontakt med hjälpmedelskonsulent fordras endast vid undantagsfall.

Övrigt sortiment

Vanligtvis inte upphandlat.

För att förskriva hjälpmedel som inte ingår i ordinarie sortiment fordras kontakt med hjälpmedelskonsulent.

x: Artikelnr skapas när behov finns; kontakta hjälpmedelskonsulent.

Konsumentprodukter (KP) / Medicintekniska produkter- MDR-klassning

Vissa produkter är benämnda med (KP). Det innebär att denna produkt är en konsumentprodukt och inte klassad enligt MDR.

Konsumentprodukter (KP)

En konsumentprodukt inte är tillverkad och provad för att till exempel kompensera för en funktionsnedsättning.

Generella bestämmelser om säkerheten i konsumentprodukter finns i produktsäkerhetslagen. Riskanalyser är gjorda för de konsumentprodukter som förskrivs som hjälpmedel.

Vid personskada kan patienten utkräva skadestånd av tillverkaren eller importören enligt produktansvarslagen. Rätten till patientskadeersättning gäller inte när konsumentprodukter förskrivs som hjälpmedel.

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter är provade och utvärderade för att lindra eller kompensera för en funktionsnedsättning. Det är tillverkaren som ansvarar för att produkten är säker och lämplig för sitt användningsområde.



Om vårdskada skett gäller patientskadelagen. Patientskadeersättning kan lämnas om fel i produkten orsakar vårdskada.





Medicintekniska produkter ska vara CE-märkta enligt det medicintekniska regelverket.




För mer information: <https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2016-4-45.pdf>





Innehåll



Bassortiment	4
Passiva larm - Rörelselarm:.....	4
Passiva larm - Dörrlarm:	5
Passiva larm - larmmatta:.....	5
Passiva larm - Frånvarolarm:.....	6
Påkallningshjälpmedel:.....	6
Larmmottagare.....	8
Räckviddsförlängare	10
Epilepsilarm – Säng - skak.....	10
Epilepsilarm – skak - kroppsburet.....	11
Fjärrtillsyn med GPS.....	12
Övrigt sortiment	14
Rörelselarm utanför avtal.....	14
Passiva larm – Frånvarolarm utanför avtal	14
Påkallning-/positioneringslarm utanför avtal.....	14
Epilepsilarm utanför avtal.....	15
Styrsätt påkallningslarm	16





Bassortiment				
	Benämning	DHCnr	Medicinteknisk klassning	Upphandlat
	Passiva larm - Rörelselarm:			
	<p>Rörelselarm Zafe PIR 2G (KP)</p> <p>Sändare, aktiva och passiva larm. Kan användas som dörrlarm.</p> <p>Kan kopplas till alla Zafes mottagare. Ska signalen sändas till befintligt larmsystem måste mottagare Link, DHCnr 44502, användas.</p> <p>www.zafe.se</p>	56776	Nej	Ja
	<p>Rörelselarm Zafe IR (KP)</p> <p>Rörelsevakten riktas för att täcka olika bevakningsområden.</p> <p>Rörelsevakten sänder signal trådlöst till mottagare.</p> <p>Ska signalen sändas till befintligt larmsystem måste mottagare Link, DHCnr 44502, användas.</p> <p>www.zafe.se</p>	39839	Nej	Nej (Ingår i ersättningskedja)





	<p>Rörelselarm Zafe t bef larm (KP)</p> <p>Rörelsevakt med brett bevakningsområde.</p> <p>För inkoppling till befintligt larmsystem.</p> <p>www.zafe.se</p>	<p>18762</p>	<p>Nej</p>	<p>Nej (Ingår i ersättningskedja)</p>
	<p>Rörelselarm TT Zafe t bef larm (KP)</p> <p>Rörelsevakt med brett bevakningsområde.</p> <p>För inkoppling till befintligt larmsystem.</p> <p>www.zafe.se</p>	<p>47494</p>	<p>Nej</p>	<p>Ja</p>
<p>Passiva larm - Dörrlarm:</p>				
	<p>Dörrlarm DOOR (KP)</p> <p>När dörren öppnas sänder dörrvakten signal trådlöst till mottagare.</p> <p>www.zafe.se</p>	<p>39282</p>	<p>Nej</p>	<p>Ja</p>
<p>Passiva larm - larmmatta:</p>				
	<p>Larmmatta (KP)</p> <p>Larmmattan aktiveras vid tryck, exempelvis när någon kliver på den.</p> <p>För inkoppling till befintligt larmsystem.</p>	<p>40631</p>	<p>Nej</p>	<p>Ja</p>



	<p>Ska larmet sändas trådlöst till mottagare måste larmmattan kopplas till sändare Inka, DHCnr 39096 samt måste en larmmottagare finnas DHCnr 45802 eller 43680</p> <p>www.zafe.se</p>			
	<p>Passiva larm - Frånvarolarm:</p>			
  	<p>Frånvarolarm Emfit SafeBed inkl sensor</p> <p>Sänglarmet ger automatiskt larm efter bestämd tid när man lämnat sängen. Tiden är ställbar.</p> <p>Exempel: Om en person normalt behöver 15 min för att gå på toaletten kan ett larm skickas om personen inte återkommit inom utsatt tid.</p> <p>Sänglarmet kan även larma omgående när en person lämnar sängen.</p> <p>För inkoppling till befintligt larmsystem.</p> <p>Ska signalen sändas trådlöst till en mottagare måste larmet kopplas till sändare Inka, DHCnr 39096.</p> <p>www.abilia.se</p>	47025	Ja	Ja
	<p>Påkallningshjälpmedel:</p>			


	<p>Larmsändare Smile vit ink armband/halsband (KP)</p> <p>Armband och halsband ingår. Sändare, aktiva och passiva larm. Sänder på 869 MHz. Kan kopplas till alla Zafes mottagare, även för inkoppling i befintliga system.</p> <p>www.zafe.se</p>	<p>57684</p>	<p>Nej</p>	<p>Ja</p>
	<p>Anpassning EPA Smile</p> <p>Anpassning för att göra sändaren mer lätt-tryckt. Sändaren placeras inuti Hapa.</p>	<p>57683</p>	<p>Nej</p>	
	<p>Larmsändare Smile P (KP)</p> <p>Specialanpassad sändare med lätt-tryckt knapp. Ej vattentät.</p> <p>Levereras med mjukt armband och halsband med säkerhetsutlösare.</p> <p>www.zafe.se</p>	<p>58966</p>	<p>Nej</p>	<p>Ja</p>
	<p>Universallarmsändare Inka inkl nätadapter</p> <p>Inka används till larm som saknar inbyggd sändare för att skicka trådlös signal till mottagare.</p> <p>Inka kan även kopplas till valfri manöverkontakt.</p>	<p>39096</p>	<p>Nej</p>	<p>Ja</p>


	<p>Ska signalen sändas till befintligt larmsystem måste mottagare Link, LDHnr 44502, användas.</p> <p>www.zafe.se</p>			
	<p>Larmmottagare</p>			
	<p>Larmmottagare Home 2G inkl laddfack och väska (KP)</p> <p>Bärbar mottagare som kan ta emot larm från max 3st larmsändare. Laddningsbar med belyst färgdisplay. Ställbar volym och vibration.</p> <p>Storlek 48*100*20 mm. Väger 60g.</p> <p>Levereras med skyddsväska och laddfack.</p> <p>www.zafe.se</p>	45802	Nej	Ja
	<p>Larmmottagare Trex 2G 64-kanals inkl laddfack och väska (KP)</p> <p>Bärbar mottagare som kan ta emot larm från max 255st larmsändare. Lagrar de 32 senaste larmen med datum och tid. Laddningsbar med belyst färgdisplay. Ställbar volym och vibration.</p> <p>Storlek 48*100*20 mm. Väger 60g.</p> <p>Levereras med skyddsväska och laddfack.</p>	43680	Nej	Ja




	www.zafe.se			
	Väska Home 2G/Trex 2G Skyddsväska www.zafe.se	40333	Nej	
	Larmmottagare LINK t bef larm inkl nätadapter (KP) Mottagare för inkoppling till befintliga larmsystem. Levereras med 6,3mm telepropp . www.zafe.se	44502	Nej	Ja
	Tillbehör till Link Vibrationskudde ink anslutningskabel AK50 larmmottagare Link/lor (KP)	34931	Nej	Ja
	Summer 70dB Link (KP) Kan användas när exempelvis en person med hörselnedsättning ska ta emot larm. Ansluts till mottagare Link, DHCnr 44502.	45269	Nej	Nej




	www.zafe.se			
	Räckviddsförlängare			
	<p>Räckviddsförlängare Repo+ II inkl nätadapter räckvidd 2km (KP)</p> <p>Repo+ II används för att förlänga avståndet mellan sändare och mottagare. Sänder upp till 2 km. Tar emottagning från sändare 150 - 200 meter. Väggar och hus förkortar räckvidden. Kopplas i 230 V med nätadapter. Laddbart batteri strömförsörjer REPO+ vid strömbortfall.</p>	57532	Nej	Ja
	Epilepsilarm – Säng - skak			
  	<p>Epilepsilarm Emfit inkl sensor</p> <p>Epileptiskt anfallslarm som känner av olika typer av anfall. Larmet känner av alla rörelser en person gör i sängen och sorterar bort normala rörelser från epileptiskt anfall. Sensorn placeras under madrassen.</p> <p>För inkoppling till befintligt larmsystem.</p> <p>Ska larmet sändas trådlöst till en mottagare måste larmet kopplas till sändare Inka, DHCnr 39096.</p> <p>www.abilia.se</p>	47030	Ja	Ja




	Epilepsilarm – skak - kroppsburet			
	<p>Epilepsilarm EpiSafe2</p> <p>Epileptiskt anfallslarm som registrerar kramper vid anfall.</p> <p>EpiSafe består av ett armband med inbyggd sensor och en huvudenhet som tar emot larmet ifrån sensorn.</p> <p>Sensorn mäter armens rörelse och känner av om rörelserna är av epileptisk karaktär eller om det är vanliga rörelser.</p> <p>Målgruppen är vuxna och större barn (40kg). Sensorn kan användas både i säng och vid uppgående.</p> <p>www.abilia.se</p>	<p>46871</p>	<p>Ja</p>	<p>Ja</p>
	<p>Epilepsilarm EpiMobile</p> <p>Epileptiskt anfallslarm som registrerar kramper vid anfall.</p> <p>EpiMobile består av ett armband med inbyggd sensor och en smartphone som tar emot signaler ifrån sensorn och sänder larm till stödperson. GPS-position kan användas för att lokalisera brukaren om anfall sker utomhus.</p>	<p>49009</p>	<p>Ja</p>	<p>Ja</p>

	<p>Sensorn mäter armens rörelse och känner av om rörelserna är av epileptisk karaktär eller om det är vanliga rörelser.</p> <p>Målgruppen är vuxna och större barn (40kg). Sensorn kan användas både i säng och vid uppgående.</p> <p>www.abilia.se</p>			
	<p>Fjärrtillsyn med GPS</p>			
	<p>Mobilt trygghetslarm Pico Pro svart ink abonnemang</p> <p>MiniFinder Pico® är svenskdesignat gps-larm och mobilt trygghetslarm. MiniFinder Pico är som namnet antyder ett mobilt trygghetslarm i miniatyrformat. Enheten bygger på modern teknik och innehåller trots sin lilla storlek alla nödvändiga funktioner som man förväntar sig av ett mobilt trygghetslarm.</p> <p>Pico är ett aktivt larm men går att ställa in så att det blir ett passivtlarm.</p> <p>www.Posifon.se</p>	58934	Nej	Ja

	<p>Mobilt trygghetslarm Nano 4G svart ink abonnemang (KP)</p> <p>Inkluderar laddare och armband</p> <p>www.Posifon.se</p>	61376	Nej	Ja
---	--	-------	-----	----

<p>Övrigt sortiment</p>				
	<p>Rörelselarm utanför avtal</p>			
	<p>Rörelselarm</p> <p>Rörelsevakt med brett bevakningsområde.</p> <p>För inkoppling till befintligt larmsystem.</p> <p>www.knop.se</p>	<p>53335</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>
	<p>Passiva larm – Frånvarolarm utanför avtal</p>			
 	<p>Frånvarolarm CT900-BED inkl sensor</p> <p>CT900-BED kan användas som sängvakt. Den ger ett larm om brukaren inte kommer tillbaka till sängen inom en förinställd tid. Den kan också tändas upp när brukaren lämnar sängen. Man kan ansluta upp till 5 st ljusenheter (LS900) som tänds tillsammans med CT900-BED.</p> <p>www.knop.se</p>	<p>53337</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>
	<p>Påkallning- /positioneringslarm utanför avtal</p>			

	<p>Positioneringslarm SMILE-ID inkl armband, fäste, halsband med säkerhetsutlösare (KP)</p> <p>Armbandssändare med positionering, tillsammans med D-Pos centralenhet och D-POS ferrit antenn, kan man indikera att person som bär D-ATOM går ut genom en dörr. Sändare med batteri, mjukarmband, fäste och halsband med säkerhetsutlösare.</p> <p>www.Zafe.se</p>	<p>46865</p>	<p>Nej</p>	<p>Nej</p>
	<p>Tillbehör SMILE-ID</p> <p>Positioneringslarm D-POS II centralenhet (KP)</p> <p>Antenn D-POS (KP) Antenn som kopplas till D-POS Centralenhet för att D-ATOM ska fungera med positionering.</p> <p>www.zafe.se</p>	<p>52287</p> <p>46864</p>	<p>Nej</p> <p>Nej</p>	<p>Nej</p> <p>Nej</p>
	<p>Epilepsilarm utanför avtal</p>			
	<p>Epilepsilarm EPI-900</p> <p>Epileptiskt anfallsalarm som känner av rörelse vid anfall.</p> <p>Larmet hängs under sängen eller så används en extra sensor. Sensorn placeras då mellan</p>	<p>42856</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>

	<p>madrass och bäddmadrass.</p> <p>Ska larmet sändas trådlöst till en mottagare måste larmet kopplas till sändare Inka, LDHnr 39096. Larmet kan även kopplas till befintligt larmsystem.</p> <p>www.knop.se</p>			
<p>Styrsätt påkallningslarm</p>				
	<p>Manöverkontakter</p> <p>Det finns många olika manöverkontakter. Välj den som fungerar bäst för brukaren.</p> <p>Vald manöverkontakt kopplas till sändare Inka, DHCnr 39096.</p>		<p>Se sortimentöversikt manöverkontakter</p>	
<p>Peklampa</p>				
	<p>Peklampa Lumos Pointer Peklampan kan användas tillsammans med Lumos Switch för att larma eller styra omgivningskontroll. Den kan fästas på glasögonbågar, men även på pannband, keps eller liknande.</p>	<p>49751</p>	<p>Nej</p>	<p>Nej</p>

	<p>Peklampa kan användas för att peka både nära och på längre håll, på en kommunikationstavla eller ge räckvidd för att visa till exempel att skorna/tröjan/saken inte finns framme utan finns i garderoben eller någon annanstans.</p> <p>Reläbox Lumos Switch Lumos Switch kan kopplas ihop med sändare Inka, LDHnr 39096 för att sända ett larm trådlöst eller till mottagare Link, LDHnr 44502, som länk till befintligt larmsystem.</p> <p>www.peklampor.se</p>	<p>50185</p>	<p>Nej</p>	<p>Nej</p>
--	---	--------------	------------	------------